

Zfx

A COMPANY OF
ZIMMER BIOMET

Zfx™ Converter

Il potere di decodifica arriva nel tuo laboratorio

ZFX™ CONVERTER

Zfx Converter è un modulo software destinato alla decodifica di informazioni 3D derivanti da abutment di guarigione Encode. L'interfaccia del software è orientata all'utente e intuitiva. I dati decodificati si possono esportare come file STL aperti e poi importare nel proprio software CAD. Nel software CAD Zfx sono comprese librerie di restauri, disponibili anche per Exocad, 3Shape e Dental Wings. Le librerie, il modulo software e la decodifica sono disponibili gratuitamente.*

SISTEM D'IMPRONTA ENCODE®

Un esclusivo abutment di guarigione 3 in 1, che rende superfluo l'uso di cappette per impronta, scan body e abutment di guarigione separati, si può scannerizzare con uno scanner IOS o con l'impronta tradizionale dell'abutment di guarigione Encode. Dei codici univoci comunicano le informazioni per l'impianto facilitando il design CAD/CAM della protesi finale.

VANTAGGI DEL DOWNLOAD

DI ZFX CONVERTER

- Decodifica autonomamente
- Risultati immediati per il design finale della protesi
- Incrementa il tuo business fornendo servizi di decodifica e design a medici specialisti che preferiscono usare Encode®

GRATUITO
Modulo software
e decodifica!*



exocad

3shape

dental wings



DOWNLOAD GRATUITO

Scarica gratuitamente le librerie di restauri Zfx™ da www.zfx-dental.com


* I laboratori possono scaricare Zfx Converter gratuitamente e decodificare gratuitamente se viene usato un restauro GenTeK.



Unisciti al prossimo livello di presa dell'impronta digitale

GUIDA ALL'INSTALLAZIONE

Installa Zfx Converter in pochi step e inizia immediatamente la decodifica di abutment di guarigione Encode Zfx.



1

REGISTRAZIONE E LOGIN

Crea un nuovo account o login su my.login.zfx-dental.com/Login



2

SCARICA E INSTALLA

Scarica Zfx Converter dal Download Center e installa il software:
my.login.zfx-dental.com/Download/Converter

Per istruzioni dettagliate vai a my.login.zfx-dental.com/Help/Converter



3

INIZIA A DECODIFICARE

Zimmer Dental Italy srl
Viale Italia n. 205/D • 31015 Conegliano (TV)
Tel. +39 0438 37681 • Fax +39 0438 553181
zimmerdental.italy@zimmerbiomet.com

Zfx GmbH
Kopernikusstraße 15 • 85221 Dachau, Germania
Tel. +49 81 31 33 244-0 • Fax +49 81 31 33 244-10
www.zfx-dental.com

Tutti i presenti contenuti sono protetti da diritto d'autore, da marchi o da altri diritti di proprietà intellettuale, laddove applicabili, di proprietà o concessi in licenza a Zimmer Biomet o suoi affiliati, a meno che sia indicato altrimenti. ©2020 Zimmer Biomet.