




Herramienta de extracción de pilares GenTek™ Friction-Fit

**¡Para liberar
or desbloquear
fácilmente**
la conexión de
ajuste por fricción
entre el implante
y el pilar!



Herramienta de extracción de pilares GenTek™ Friction-Fit



La herramienta de extracción de pilares GenTek™ se utiliza para desmontar un pilar de ajuste por fricción unitario (con antirrotación) del correspondiente implante dental Zimmer Biomet después de retirar el tornillo del pilar.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Facilita la extracción del pilar de ajuste por fricción cuando está completamente asentado en el implante
- El diseño de la herramienta de extracción se adapta a las restauraciones altas con una mayor altura coronal
- Herramienta específica para el sistema de implantes de plataforma estrecha (Eztetic) y plataforma estándar (TSV/TM)




Herramienta de extracción para plataforma estrecha ¹	Herramienta de extracción para plataforma estándar ¹
Eztetic®	TSV® / TM™
ZFX02-RTNP	ZFX02-RTSP

¹ Las herramientas están marcadas con láser con la plataforma "narrow" y "standard" para su fácil identificación.



Destornillador hexagonal	
Corto, con retención GemLock®, 1.25 mmD, 22 mm (L)	Largo, con GemLock® Retención, 1.25 mmD, 30 mm (L)
HXGR1.25	HXLGR1.25

Altura máxima de la restauración para cada herramienta:



Para realizar un pedido de piezas originales de Zimmer Biomet Dental llame al: 900 800 303

Biomet 3i Dental Ibérica S.L.

WTC Almeda Park, Ed. 4, Planta 2ª
C/Tirso de Molina, 40 • 08940, Cornellà de Llobregat
Teléfono: 93-470-59-50 • Fax: 93-372-11-25
Atención al cliente: 900 800 303
www.zimmerbiometdental.es

Zfx GmbH

Kopernikusstraße 15 • 85221 Dachau, • Alemania
Tel. +49 81 31 33 244 - 0 • Fax +49 81 31 33 244 - 10
www.zfx-dental.com