

קטלוג מוצרים  
2023



# GenTek™

רכיבי שחזור מקוריים



 **ZimVie**

# GenTek

## קישוריות פתוחה

לגמישות רבה אף יותר.



## מקורי

מבני טרום החריטה הריקים של GenTek תואמים למחזיקי Medentika® (דרוש עדכון CAM).




RealGUIDE™  
UNIVERSAL OPEN SYSTEM

exocad

3shape

dental wings



## חדש

מבני טיטניום של GenTek ליעילות בתהליך עבודת השיקום בשיטת CAD/CAM עם מבנה טיטניום ייחודי המספק גמישות באפשרויות של זווית התעלה וגובהי עמודים מתכווננים.




## חינם

ספריות עבור רכיבי השיקום של GenTek זמינות עבור Zfx CAD, RealGUIDE™, 3Shape, Dental Wings CAD ותוכנת exocad. הורדה ללא תשלום בכתובת [zfx-dental.com](http://zfx-dental.com)

סריקה ומידע  
מידע נוסף באתר  
[www.zfx-dental.com](http://www.zfx-dental.com)





## תוכן העניינים

## מקרא

Ø פלטפורמת שיקום (מ"מ)  
קידוד צבע עבור Eztetic, TSX  
Tapered Screw-Vent-ו

קוטר 2.9 מ"מ	
קוטר 3.5 מ"מ	
קוטר 4.5 מ"מ	
קוטר 5.7 מ"מ	

Ø פלטפורמת שיקום (מ"מ)  
קידוד צבע עבור Certain  
External Hex-ו

3.4 מ"מ	
4.0 מ"מ – 6.0 מ"מ	
5.0 מ"מ	
6.0 מ"מ	

4 ..... חדש: מבני טיטניום של GenTek

8 ..... מבני בלאנק טיטניום לחריטה של GenTek

12 ..... מבני טיטניום של GenTek – תואם לבלוק חריטה

20 ..... מבני טיטניום של GenTek – תואמים למבנים רבי יחידות של ZimVie

22 ..... גופי סריקה של GenTek

28 ..... אנלוגים לסריקה דיגיטלית של GenTek

מדריך תאימות לכלי מיקום של אנלוגים לסריקה דיגיטלית של GenTek



אנלוג מעבדה	כלי מיקום
אנלוגים של מעבדה למבנה מולטי יוניט	M 14
אנלוגים של מעבדה Eztetic-ו Certain	M 16
אנלוגים של מעבדה TSV ולמבנה מולטי יוניט	M 18
אנלוגים של מעבדה ל-External Hex	M 20



כלי כיול של GenTek למכונות חריטה

חלק מס'	תיאור
ZFX18-CALIB	מבנה ריק לכיול של GenTek



מחזיק למבנה טרום חריטה של GenTek

חלק מס'	תיאור
ZFX02PMSH	מחזיק למבנה טרום חריטה ריק של Zfx, רגיל
ZFX02002069	מחזיק למבנה טרום חריטה ריק של Zfx, מיקומים ריקים ל-Inhouse5 של Zfx
ZFX02PMA	מתאם למבנה טרום חריטה ריק של Zfx למחזיק זכוכית קרמית



מדריך תאימות לבלוק חריטה<sup>1</sup>

גודל ממשק בלוק	חיבור לפלטפורמת שיקום של ZimVie
L	Trabecular Metal-ו Tapered Screw-Vent
S	Eztetic
S / L <sup>2</sup>	Certain
L	External Hex

<sup>1</sup> לא חל על מבנה טיטניום עם ערוץ בורג זוויתי של GenTek  
<sup>2</sup> פלטפורמת שיקום 3.4 מ"מ תואמת לגודל ממשק S  
פלטפורמת שיקום 4.1 ו-5.0 מ"מ תואמת לגודל ממשק L

# חדש: מבני טיטניום של GenTek

## חיבור לפלטפורמת שיקום Certain של ZimVie Dental

### בורג בחינה טורקס

### בורג טורקס מסוג Gold-Tite®

### מבנה טיטניום לשן בודדת

כולל בורג טורקס מסוג Gold-Tite ובורג הדבקה



חלק מס'		חלק מס'	
מהודק ידנית	ZFX09-ZB-CE-HLTISE	20 Ncm	ZFX09-ZB-CE-HLGTE

חלק מס'	גובה קולר (מ"מ)	פלטפורמת שיקום (מ"מ)	גובה עמוד <sup>1</sup> (מ"מ)
ZFX11ZB-CE34ASZ03E	0.3	3.4	7
ZFX11ZB-CE34AS13E	1.3		
ZFX11ZB-CE34AS26E	2.6		
ZFX11ZB-CE41ASZ03E	0.3	4.1	
ZFX11ZB-CE41AS13E	1.3		
ZFX11ZB-CE41AS26E	2.6		
ZFX11ZB-CE50ASZ03E	0.3	5.0	
ZFX11ZB-CE50AS13E	1.3		
ZFX11ZB-CE50AS26E	2.6		

### בורג בחינה טורקס

### בורג טורקס מסוג Gold-Tite

### מבנה טיטניום לגשר

כולל בורג טורקס מסוג Gold-Tite ובורג הדבקה



חלק מס'		חלק מס'	
מהודק ידנית	ZFX09-ZB-CE-HLTISN	20 Ncm	ZFX09-ZB-CE-HLGTN

חלק מס'	גובה קולר (מ"מ)	פלטפורמת שיקום (מ"מ)	גובה עמוד <sup>1</sup> (מ"מ)
ZFX11ZB-CE34ASZ03N	0.3	3.4	7
ZFX11ZB-CE34AS13N	1.3		
ZFX11ZB-CE41ASZ03N	0.3		
ZFX11ZB-CE41AS13N	1.3	4.1	
ZFX11ZB-CE50ASZ03N	0.3		
ZFX11ZB-CE50AS13N	1.3		
ZFX11ZB-CE50AS13N	1.3	5.0	



## חיבור לפלטפורמות שיקום Eztetic ו-TSX של ZimVie Dental

### בורג קיבוע טורקס



חלק מס'	
30 Ncm	ZFX09-ZB-EZ-HLRS

### מבנה טיטניום לשן בודדת

כולל בורג קיבוע טורקס ובורג הדבקה



חלק מס'	גובה קולר (מ"מ)	פלטפורמת שיקום (מ"מ)	גובה עמוד <sup>1</sup> (מ"מ)
ZFX11ZB-EZ29AS10E	1.0	2.9	7
ZFX11ZB-EZ29AS17E	1.7		
ZFX11ZB-EZ29AS26E	2.6		

### בורג קיבוע טורקס



חלק מס'	
30 Ncm	ZFX09-ZB-EZ-HLRS

### מבנה טיטניום לגשר

כולל בורג קיבוע טורקס ובורג הדבקה



חלק מס'	גובה קולר (מ"מ)	פלטפורמת שיקום (מ"מ)	גובה עמוד <sup>1</sup> (מ"מ)
ZFX11ZB-EZ29AS10N	1.0	2.9	7
ZFX11ZB-EZ29AS17N	1.7		

<sup>1</sup> גבהים שונים של חריצים ב-4.5, 5.7 מ"מ

# חדש: מבני טיטניום של GenTek

## חיבורים לפלטפורמות שיקום ZimVie Dental TSX ו-Trabecular Metal-Tapered Screw-Vent

### בורג קיבוע טורקס



ממלך מומנט

חלק מס'	
30 Ncm	ZFX09-ZB-TSV-HLRS

### מבנה טיטניום לשן בודדת

כולל בורג קיבוע טורקס ובורג הדבקה



חלק מס'	גובה קולר (מ"מ)	פלטפורמת שיקום (מ"מ)	גובה עמוד <sup>1</sup> (מ"מ)
ZFX11ZB-TSV35AS03E	0.3	3.5	7
ZFX11ZB-TSV35AS13E	1.3		
ZFX11ZB-TSV35AS26E	2.6		
ZFX11ZB-TSV45AS03E	0.3	4.5	
ZFX11ZB-TSV45AS13E	1.3		
ZFX11ZB-TSV45AS26E	2.6		
ZFX11ZB-TSV57AS03E	0.3	5.7	
ZFX11ZB-TSV57AS13E	1.3		
ZFX11ZB-TSV57AS26E	2.6		

### בורג קיבוע טורקס



ממלך מומנט

חלק מס'	
30 Ncm	ZFX09-ZB-TSV-HLRS

### מבנה טיטניום לגשר

כולל בורג קיבוע טורקס ובורג הדבקה



חלק מס'	גובה קולר (מ"מ)	פלטפורמת שיקום (מ"מ)	גובה עמוד <sup>2</sup> (מ"מ)
ZFX11ZB-TSV35AS03N	0.3	3.5	7
ZFX11ZB-TSV35AS13N	1.3		
ZFX11ZB-TSV45AS03N	0.3	4.5	
ZFX11ZB-TSV45AS13N	1.3		
ZFX11ZB-TSV57AS03N	0.3	5.7	
ZFX11ZB-TSV57AS13N	1.3		

# כלים למבני טיטניום חדשים מבני טיטניום של GenTek

מברג אחד  
לחיבורים תואמים  
של ZimVie  
Dental

## מפתח ראצ'ט המציין מומנט נמוך



חלק מס'	תיאור
L-TIRW	מפתח ראצ'ט המציין מומנט נמוך
	מתאם ל-L-TIRW בתקן ISO 1797 C9980

## מברג טורקס לבורג קיבוע טורקס



חלק מס'	אורך (מ"מ)
ZFX02HLD21	21
ZFX02HLD28	28
ZFX02HLD36	36

## ערכת מפתח ראצ'ט המציין מומנט נמוך<sup>3</sup> כולל מתאם, תבנית, וראשי מברג



חלק מס'	תיאור
L-TIRWK	<ul style="list-style-type: none"> <li>L-TIRW: מפתח ראצ'ט המציין מומנט נמוך</li> <li>C9980: מתאם ל-L-TIRW בתקן ISO 1797<sup>5,14</sup></li> <li>RTI2035TR: תבנית מפתח ראצ'ט המציין מומנט</li> <li>RASH3N: זווית ימנית צרה</li> <li>ראש מברג משושה גדול, 24 מ"מ</li> <li>RASQ3N: זווית ימנית צרה</li> <li>ראש מברג מרובע, 24 מ"מ</li> </ul>

## כלי Certain QuickSeat® Activator



חלק מס'
IQSA01

<sup>4</sup> גם מתאם קצר בתקן ISO 1797 זמין (C9981)

<sup>5</sup> את C9980 ניתן להזמין בנפרד





<sup>1</sup> לא תואם לפלטפורמת שיקום של TSX

<sup>2</sup> גבהים שונים של הרישים ב-4.5, 5.7 מ"מ

<sup>3</sup> גם הרכיבים נמכרים בנפרד

# GenTek מבני טרום חריטה ריקים

## חיבור לפלטפורמת שיקום Certain של ZimVie Dental

בורג בחינה		בורג Gold-Tite		מבנה טיטניום בלאנק כולל בורג Gold-Tite	
					
מומלץ מומנט	מומלץ מומנט				
חלק מס'	חלק מס'	חלק מס'	חלק מס'	פלטפורמת שיקום (מ"מ)	
הידוק ידני	ZFX09-ZB-CE-HTIS	20 Ncm	ZFX09-ZB-CE-HGTS	ZFX18-ZB-CE-34	3.4
				ZFX18-ZB-CE-4160	6.0, 5.0, 4.1

### מברג משושה, ראש המברג לבורג Gold-Tite ולבורג בחינה



חלק מס'	תיאור
PHD02N	מברג משושה אחורי צר, באורך 17 מ"מ
PHD03N	מברג משושה סטנדרטי צר, באורך 24 מ"מ
RASH3N	ראש מברג משושה בזווית ימנית צרה, באורך 24 מ"מ
RASH8N	ראש מברג משושה בזווית ימנית צרה, באורך 30 מ"מ

### כלי Certain QuickSeat Activator



חלק מס'
IQSA01

### ערכת מפתח ראצ'ט המציין מומנט נמוך<sup>1</sup>

כולל מתאם, תבנית, וראשי מברג



חלק מס'	תיאור
L-TIRWK	<ul style="list-style-type: none"> <li>L-TIRWK: מפתח ראצ'ט המציין מומנט נמוך</li> <li>C9980: מתאם ל-L-TIRWK בתקן ISO 1797<sup>213</sup></li> <li>RTI2035TR: תבנית מפתח ראצ'ט המציין מומנט</li> <li>RASH3N – ראש מברג משושה גדול בזווית ימנית צרה, באורך 24 מ"מ</li> <li>RASQ3N – ראש מברג מרובע בזווית ימנית צרה באורך 24 מ"מ</li> </ul>





## חיבור לפלטפורמת שיקום External Hex של ZimVie Dental

בורג בחינה		בורג Gold-Tite		מבנה טיטניום בלאנק כולל בורג Gold-Tite	
חלק מס'		חלק מס'		חלק מס'	פלטפורמת שיקום (מ"מ)
הידוק ידני	ZFX09-ZB-EX-TIS	32 Ncm	ZFX09-ZB-EX-GTS	ZFX18-ZB-EX-34	3.4
				ZFX18-ZB-EX-4160	6.0, 5.0, 4.1

לבורג בחינה  
External Hex  
בלבד

**מברג משושה, ראש המברג**  
לבורג בחינה

חלק מס'	תיאור
PHD02N	מברג משושה אחורי צר, באורך 17 מ"מ
PHD03N	מברג משושה סטנדרטי צר, באורך 24 מ"מ
RASH3N	ראש מברג משושה בזווית ימנית צרה, באורך 24 מ"מ
RASH8N	ראש מברג משושה בזווית ימנית צרה, באורך 30 מ"מ

**מברג מרובע, ראש המברג**  
לבורג Gold-Tite

חלק מס'	תיאור
PSQD0N	מברג מרובע אחורי צר, באורך 17 מ"מ
PSQD1N	מברג מרובע מחורץ סטנדרטי צר, באורך 24 מ"מ
RASQ3N	ראש מברג מרובע בזווית ימנית צרה, באורך 24 מ"מ
RASH8N	ראש מברג מרובע בזווית ימנית צרה, באורך 30 מ"מ

### ערכת מפתח ראצ'ט המציין מומנט נמוך<sup>1</sup>

כולל מתאם, תבנית, וראשי מברג



חלק מס'	תיאור
L-TIRWK	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L-TIRW: מפתח ראצ'ט המציין מומנט נמוך</li> <li>• C9980: מתאם ל-L-TIRW בתקן ISO 1797<sup>2</sup></li> <li>• RTI2035TR: תבנית מפתח ראצ'ט המציין מומנט</li> <li>• RASH3N – ראש מברג משושה גדול בזווית ימנית צרה, באורך 24 מ"מ</li> <li>• RASQ3N – ראש מברג מרובע בזווית ימנית צרה באורך 24 מ"מ</li> </ul>

<sup>1</sup> גם הרכיבים נמכרים בנפרד  
<sup>2</sup> גם מתאם קצר בתקן ISO 1797 (C9981)  
<sup>3</sup> את C9980 ניתן להזמין בנפרד

# GenTek

## מבני טרום חריטה ריקים

### חיבור לפלטפורמת שיקום Eztetic ו-TSX של ZimVie Dental

#### בורג קיבוע



מומנט מומלץ

חלק מס'	חלק מס'
30 Ncm	ZFX09-ZB-EZ-RS

#### מבנה טיטניום בלאנק

כולל בורג קיבוע



חלק מס'	חלק מס'
ZFX18-ZB-EZ-29	ZFX18-ZB-EZ-29

פלטפורמת שיקום (מ"מ)	פלטפורמת שיקום (מ"מ)
2.9	2.9

#### מברג משושה, מברג משושה מסוג מנעול בריח

לבורגי קיבוע ולגופי סריקה לחלל הפה



חלק מס'	תיאור
HXGR1.25 <sup>1 2 3</sup>	מברג משושה, קצר, עם קיבוע GemLock®, בקוטר 1.25 מ"מ, באורך 22 מ"מ
HXLGR1.25 <sup>1 2 3</sup>	מברג משושה, ארוך, עם קיבוע GemLock®, בקוטר 1.25 מ"מ, באורך 30 מ"מ
HX1.25D <sup>1</sup>	מברג משושה מסוג מנעול בריח עבור ברגים כירורגיים ובורגי שיקום, קצר, בקוטר 1.25, באורך 23 מ"מ (ייתכן שיידרש ידיתן במהירות מופחתת)
HXL1.25D <sup>1</sup>	מברג משושה מסוג מנעול בריח עבור ברגים כירורגיים ובורגי שיקום, ארוך, בקוטר 1.25, באורך 26 מ"מ (ייתכן שיידרש ידיתן במהירות מופחתת)


#### כלי מפתח מומנט

לבורגי מבנה ולגופי סריקה לחלל הפה



חלק מס'	תיאור
TWR	מפתח מומנט, שיקום (טווח מומנט מתכוון 10 Ncm – 35 Ncm)
TW1.25 <sup>1</sup>	מברג מפתח מומנט, קצר
TW1.25L <sup>1 2</sup>	מברג מפתח מומנט, ארוך

#### כלי הסרה



חלק מס'	תיאור
CLRT2	כלי הסרה עבור מבנים
ZFX02-RTNP	כלי הסרה לפלטפורמה צרה למבנים

## ZimVie Dental חיבור לפלטפורמות שיקום TSX, Tapered Screw-Vent, ו-Trabecular Metal

### בורג קיבוע



חלק מס'	חלק מס'
30 Ncm	ZFX09-ZB-TSV-RS

### מבנה טיטניום בלאנק

כולל בורג קיבוע



חלק מס'	פלטפורמת שיקום (מ"מ)
ZFX18-ZB-TSV-35	3.5
ZFX18-ZB-TSV-45	4.5
ZFX18-ZB-TSV-57	5.7 <sup>5</sup>

### מברג משושה, מברג משושה מסוג מנעול בריח

לבורגי קיבוע ולגופי סריקה לחלל הפה



חלק מס'	תיאור
HXGR1.25 <sup>1 2 4</sup>	מברג משושה, קצר, עם קיבוע GemLock, בקוטר 1.25 מ"מ, באורך 22 מ"מ
HXLGR1.25 <sup>1 2 4</sup>	מברג משושה, ארוך, עם קיבוע GemLock, בקוטר 1.25 מ"מ, באורך 30 מ"מ
HX1.25D <sup>1</sup>	מברג משושה מסוג מנעול בריח עבור ברגים כירורגיים ובורגי שיקום, קצר, בקוטר 1.25, באורך 23 מ"מ ("ייתכן שיידרש ידיתן במהירות מופחתת")
HXL1.25D <sup>1</sup>	מברג משושה מסוג מנעול בריח עבור ברגים כירורגיים ובורגי שיקום, ארוך, בקוטר 1.25, באורך 26 מ"מ ("ייתכן שיידרש ידיתן במהירות מופחתת")


### כלי מפתח מומנט

לבורגי מבנה ולגופי סריקה לחלל הפה



חלק מס'	תיאור
TWR	מפתח מומנט, שיקום (טווח מומנט מתכוון 10 Ncm – 35 Ncm)
TW1.25 <sup>1</sup>	מברג מפתח מומנט, קצר
TW1.25L <sup>1 2</sup>	מברג מפתח מומנט, ארוך

### כלי הסרה



חלק מס'	תיאור
TLRT2	כלי הסרה עבור מבנים
ZFX02-RTSP	כלי הסרה לפלטפורמה סטנדרטית למבנים

<sup>1</sup> תואם למבני טיטניום  
<sup>2</sup> תואם לגופי סריקה IOS  
<sup>3</sup> תואם לכלי הסרה לפלטפורמה צרה  
<sup>4</sup> תואם לכלי הסרה לפלטפורמה סטנדרטית  
<sup>5</sup> לא תואם לפלטפורמת שיקום TSX

# מבני טיטניום של GenTek תואם לבלוק חריטה

## חיבור לפלטפורמת שיקום Certain של ZimVie Dental

רכיבי שיקום לשן בודדת

מבנה טיטניום לשן בודדת<sup>1</sup>  
כולל בורג Gold-Tite ובורג הדבקה

בורג בחינה		בורג Gold-Tite		מבנה טיטניום לשן בודדת <sup>1</sup> כולל בורג Gold-Tite ובורג הדבקה		
חלק מס'		חלק מס'		חלק מס'	פלטפורמת שיקום (מ"מ)	גובה (מ"מ)
מהודק ידינית	ZFX09-ZB-CE-HTIS	20 Ncm	ZFX09-ZB-CE-HGTS	ZFX11-ZB-CE-3447-ES	3.4	4.7
				ZFX11-ZB-CE-4147-EL	4.1	
				ZFX11-ZB-CE-5047-EL	5.0	

רכיבי שיקום לגשר

מבנה טיטניום לגשר<sup>1</sup>  
כולל בורג Gold-Tite ובורג הדבקה

בורג בחינה		בורג Gold-Tite		מבנה טיטניום לגשר <sup>1</sup> כולל בורג Gold-Tite ובורג הדבקה		
חלק מס'		חלק מס'		חלק מס'	פלטפורמת שיקום (מ"מ)	גובה (מ"מ)
מהודק ידינית	ZFX09-ZB-CE-NHTIS	20 Ncm	ZFX09-ZB-CE-LGTS	ZFX11-ZB-CE-3447-NES	3.4	4.7
				ZFX11-ZB-CE-4147-NEL	4.1	
				ZFX11-ZB-CE-5047-NEL	5.0	



**מברג משושה, ראש המברג**  
לבורג Gold-Tite ולבורג בחינה



חלק מס'	תיאור
PHD02N	מברג משושה אחורי צר, באורך 17 מ"מ
PHD03N	מברג משושה סטנדרטי צר, באורך 24 מ"מ
RASH3N	ראש מברג משושה בזווית ימנית צרה, באורך 24 מ"מ
RASH8N	ראש מברג משושה בזווית ימנית צרה, באורך 30 מ"מ

**כלי Certain QuickSeat® Activator**



חלק מס'
IQSA01

**ערכת מפתח ראצ'ט המציין מומנט נמוך<sup>2</sup>**  
כולל מתאם, תבנית, וראשי מברג



חלק מס'	תיאור
L-TIRWK	<ul style="list-style-type: none"> <li>L-TIRW: מפתח ראצ'ט המציין מומנט נמוך</li> <li>C9980: מתאם ל-L-TIRW בתקן ISO 1797<sup>3</sup></li> <li>RTI2035TR: תבנית מפתח ראצ'ט המציין מומנט</li> <li>RASH3N – ראש מברג משושה גדול בזווית ימנית צרה, באורך 24 מ"מ</li> <li>RASQ3N – ראש מברג מרובע בזווית ימנית צרה באורך 24 מ"מ</li> </ul>

<sup>1</sup> חריץ בגובה 4 מ"מ המציין את גובה העמוד המינימלי המותר לא חל על מבנה טיטניום עם ערוץ בורג זוויתי של GenTek  
<sup>2</sup> גם הרכיבים נמכרים בנפרד  
<sup>3</sup> גם מתאם קצר בתקן ISO 1797 זמין (C9981)  
<sup>4</sup> את C9980 ניתן להזמין בנפרד

## מבני טיטניום של GenTek תואם לבלוק חריטה

### חיבור לפלטפורמת שיקום External Hex של ZimVie Dental

#### רכיבי שיקום לשן בודדת

מבנה טיטניום לשן בודדת<sup>1</sup>  
כולל בורג Gold-Tite ובורג הדבקה

בורג בחינה		בורג Gold-Tite		מבנה טיטניום לשן בודדת <sup>1</sup> כולל בורג Gold-Tite ובורג הדבקה		
						
חלק מס'		חלק מס'		חלק מס'	פלטפורמת שיקום (מ"מ)	גובה (מ"מ)
מהודק ידנית	ZFX09-ZB-EX-TIS	32 Ncm	ZFX09-ZB-EX-GTS	ZFX11-ZB-EX-3447-EL	3.4	4.7
				ZFX11-ZB-EX-4147-EL	4.1	
				ZFX11-ZB-EX-5047-EL	5.0	

#### רכיבי שיקום לגשר

מבנה טיטניום לגשר<sup>1</sup>  
כולל בורג Gold-Tite ובורג הדבקה

בורג בחינה		בורג Gold-Tite		מבנה טיטניום לגשר <sup>1</sup> כולל בורג Gold-Tite ובורג הדבקה		
						
חלק מס'		חלק מס'		חלק מס'	פלטפורמת שיקום (מ"מ)	גובה (מ"מ)
מהודק ידנית	ZFX09-ZB-EX-TIS	32 Ncm	ZFX09-ZB-EX-GTS	ZFX11-ZB-EX-3447-NEL	3.4	4.7
				4.1	ZFX11-ZB-EX-4147-NEL	
				5.0	ZFX11-ZB-EX-5047-NEL	



חלק מס'	תיאור
PHD02N	מברג משושה אחורי צר, באורך 17 מ"מ
PHD03N	מברג משושה סטנדרטי צר, באורך 24 מ"מ
RASH3N	ראש מברג משושה בזווית ימנית צרה, באורך 24 מ"מ
RASH8N	ראש מברג משושה בזווית ימנית צרה, באורך 30 מ"מ



חלק מס'	תיאור
PSQD0N	מברג מרובע אחורי צר, באורך 17 מ"מ
PSQD1N	מברג מרובע מחורץ סטנדרטי צר, באורך 24 מ"מ
RASQ3N	ראש מברג מרובע בזווית ימנית צרה, באורך 24 מ"מ
RASH8N	ראש מברג מרובע בזווית ימנית צרה, באורך 30 מ"מ

**ערכת מפתח ראצ'ט המציין מומנט נמוך<sup>2</sup>**  
 כולל מתאם, תבנית, וראשי מברג



חלק מס'	תיאור
L-TIRWK	<ul style="list-style-type: none"> <li>L-TIRW: מפתח ראצ'ט המציין מומנט נמוך</li> <li>C9980: מתאם ל-L-TIRW בתקן ISO 1797<sup>3</sup></li> <li>RTI2035TR: תבנית מפתח ראצ'ט המציין מומנט</li> <li>RASH3N – ראש מברג משושה גדול בזווית ימנית צרה, באורך 24 מ"מ</li> <li>RASQ3N – ראש מברג מרובע בזווית ימנית צרה באורך 24 מ"מ</li> </ul>

<sup>1</sup> חריץ בגובה 4 מ"מ המציין את גובה העמוד המינימלי המתור לא חל על מבנה טיטניום עם ערוץ בורג זוויתי של GenTek  
<sup>2</sup> גם הרכיבים נמכרים בנפרד  
<sup>3</sup> גם מתאם קצר בתקן ISO 1797 זמין (C9981)  
<sup>4</sup> את C9980 ניתן להזמין בנפרד

## מבני טיטניום של GenTek תואם לבלוק חריטה

### חיבור לפלטפורמת שיקום Eztetic ו-TSX של ZimVie Dental

#### רכיבי שיקום לשן בודדת

##### בורג קיבוע



ממלך מומנט

חלק מס'	
30 Ncm	ZFX09-ZB-EZ-RS

##### מבנה טיטניום לשן בודדת<sup>1</sup> כולל בורג קיבוע ובורג הדבקה



חלק מס'
ZFX11-ZB-EZ-2947-ES

פלטפורמת שיקום (מ"מ)
2.9

גובה (מ"מ)
4.7

#### רכיבי שיקום לגשר

##### בורג קיבוע



ממלך מומנט

חלק מס'	
30 Ncm	ZFX09-ZB-EZ-RS

##### מבנה טיטניום לגשר<sup>1</sup> כולל בורג קיבוע ובורג הדבקה



חלק מס'
ZFX11-ZB-EZ-2947-NES

פלטפורמת שיקום (מ"מ)
2.9

גובה (מ"מ)
4.7





**מברג משושה, מברג משושה מסוג מנעול בריח**  
לבורגי קיבוע




חלק מס'	תיאור
HXGR1.25 <sup>2 3 4</sup>	מברג משושה, קצר, עם קיבוע GemLock, בקוטר 1.25 מ"מ, באורך 22 מ"מ
HXLGR1.25 <sup>2 3 4</sup>	מברג משושה, ארוך, עם קיבוע GemLock, בקוטר 1.25 מ"מ, באורך 30 מ"מ
HX1.25D <sup>2</sup>	מברג משושה מסוג מנעול בריח עבור ברגים כירורגיים ובורגי שיקום, קצר, בקוטר 1.25, באורך 23 מ"מ (ייתכן שיידרש ידיתן במהירות מופחתת)
HXL1.25D <sup>2</sup>	מברג משושה מסוג מנעול בריח עבור ברגים כירורגיים ובורגי שיקום, ארוך, בקוטר 1.25, באורך 26 מ"מ (ייתכן שיידרש ידיתן במהירות מופחתת)

**כלי מפתח מומנט**  
לברגים למבנים



חלק מס'	תיאור
TWR	מפתח מומנט, שיקום (טווח מומנט מתכוון 10 Ncm – 35 Ncm)
TW1.25 <sup>2</sup>	מברג מפתח מומנט, קצר
TW1.25L <sup>2 3</sup>	מברג מפתח מומנט, ארוך

**כלי הסרה**



חלק מס'	תיאור
CLRT2	כלי הסרה עבור מבנים
ZFX02-RTNP	כלי הסרה לפלטפורמה צרה למבנים

<sup>3</sup> תואם לגופי סריקה IOS  
<sup>4</sup> תואם לכלי הסרה לפלטפורמה צרה

<sup>1</sup> חרוץ בגובה 4 מ"מ המציין את גובה העמוד המינימלי המותר  
לא חל על מבנה טיטניום עם ערוץ בורג זוויתי של GenTek  
<sup>2</sup> תואם למבני טיטניום

## מבני טיטניום של GenTek תואם לבלוק חריטה

### חיבורים לפלטפורמות שיקום ZimVie Dental TSX ו- Trabecular Metal

#### רכיבי שיקום לשן בודדת

בורג קיבוע		מבנה טיטניום לשן בודדת <sup>1</sup> כולל בורג קיבוע ובורג הדבקה		
				
חלק מס' <b>ZFX09-ZB-TSV-RS</b>		חלק מס' <b>ZFX11-ZB-TSV-3547-EL</b>	פלטפורמת שיקום (מ"מ) <b>3.5</b>	גובה (מ"מ) <b>4.7</b>
30 Ncm	ZFX09-ZB-TSV-RS	ZFX11-ZB-TSV-4547-EL	4.5	4.7
		ZFX11-ZB-TSV-5747-EL	<sup>3</sup> 5.7	

#### רכיבי שיקום לגשר

בורג קיבוע		מבנה טיטניום לגשר <sup>1</sup> כולל בורג קיבוע ובורג הדבקה		
				
גובה (מ"מ) <b>4.7</b>	פלטפורמת שיקום (מ"מ) <b>3.5</b>	חלק מס' <b>ZFX11-ZB-TSV-3547-NEL</b>	חלק מס' <b>ZFX09-ZB-TSV-RS</b>	
4.7	4.5	ZFX11-ZB-TSV-4547-NEL	30 Ncm	
	<sup>3</sup> 5.7	ZFX11-ZB-TSV-5747-NEL		

**מברג משושה, מברג משושה מסוג מנעול בריח**  
לבורגי קיבוע




חלק מס'	תיאור
HXGR1.25 <sup>2 4 5</sup>	מברג משושה, קצר, עם קיבוע GemLock, בקוטר 1.25 מ"מ, באורך 22 מ"מ
HXLGR1.25 <sup>2 4 5</sup>	מברג משושה, ארוך, עם קיבוע GemLock, בקוטר 1.25 מ"מ, באורך 30 מ"מ
HX1.25D <sup>2</sup>	מברג משושה מסוג מנעול בריח עבור ברגים כירורגיים ובורגי שיקום, קצר, בקוטר 1.25, באורך 23 מ"מ ("יתכן שיידרש ידית במהירות מופחתת")
HXL1.25D <sup>2</sup>	מברג משושה מסוג מנעול בריח עבור ברגים כירורגיים ובורגי שיקום, ארוך, בקוטר 1.25, באורך 26 מ"מ ("יתכן שיידרש ידית במהירות מופחתת")

**כלי מפתח מומנט**  
לברגים למבנים



חלק מס'	תיאור
TWR	מפתח מומנט, שיקום (טווח מומנט מתכוון 10 Ncm – 35 Ncm)
TW1.25 <sup>2</sup>	מברג מפתח מומנט, קצר
TW1.25L <sup>2 4</sup>	מברג מפתח מומנט, ארוך

**כלי הסרה**



חלק מס'	תיאור
TLRT2	כלי הסרה עבור מבנים
ZFX02-RTSP	כלי הסרה לפלטפורמה סטנדרטית למבנים

<sup>4</sup> תואם לגופי סריקה IOS  
<sup>5</sup> תואם לכלי הסרה לפלטפורמה סטנדרטית

<sup>1</sup> חרוץ בגובה 4 מ"מ המציין את גובה העמוד המינימלי המותר  
לא חל על מבנה טיטניום עם ערוץ בורג זוויתי של GenTek  
<sup>2</sup> תואם למבני טיטניום  
<sup>3</sup> לא תואם לפלטפורמת שיקום TSX

# מבני טיטניום של GenTek תואמים למבנים רבי יחידות של ZimVie

## מבנה מולטי יוניט של ZimVie Dental

רכיבי שיקום לגשר

בורג בחינה		בורג Gold-Tite		מבנה טיטניום לגשר <sup>1</sup> כולל בורג Gold-Tite ובורג הדבקה		
						
חלק מס'	חלק מס'	חלק מס'	חלק מס'	פלטפורמת שיקום (מ"מ)	גובה (מ"מ)	
ZFX09-ZB-LP-RS	Ncm 10	ZFX11-ZB-LP-48	ZFX09-ZB-LP-GTS	4.8	5.0	
הידוק ידני						

ערכת מפתח ראצ'ט המציין מומנט נמוך <sup>2</sup> כולל מתאם, תבנית, וראשי מברג		מברג משושה, ראש המברג לבורגי Gold-Tite ולבורגי בחינה	
			
חלק מס'	תיאור	חלק מס'	תיאור
L-TIRWK	<ul style="list-style-type: none"> <li>L-TIRW: מפתח ראצ'ט המציין מומנט נמוך</li> <li>C9980: מתאם ל-L-TIRW בתקן ISO 1797<sup>314</sup></li> <li>RTI2035TR: תבנית מפתח ראצ'ט המציין מומנט</li> <li>RASH3N: זווית ימנית צרה</li> <li>ראש מברג משושה גדול, 24 מ"מ</li> <li>RASQ3N: זווית ימנית צרה</li> <li>ראש מברג מרובע, 24 מ"מ</li> </ul>	PHD02N	מברג משושה אחורי צר, באורך 17 מ"מ
		PHD03N	מברג משושה סטנדרטי צר, באורך 24 מ"מ
		RASH3N	ראש מברג משושה בזווית ימנית צרה, באורך 24 מ"מ
		RASH8N	ראש מברג משושה בזווית ימנית צרה, באורך 30 מ"מ



## מבנה מולטי יוניט של ZimVie Dental

### רכיבי שיקום לגשר

בורג קיבוע		מבנה טיטניום לגשר <sup>5</sup> כולל בורג קיבוע ובורג הדבקה	
			
חלק מס' 20 Ncm	חלק מס' ZFX09-ZB-TA-RS	חלק מס' ZFX11-ZB-TA-45	פלטפורמת שיקום (מ"מ) 4.5
			גובה (מ"מ) 3.9

### כלי מפתח מומנט לברגים למבנים



חלק מס'	תיאור
TWR	מפתח מומנט, שיקום (טווח מומנט מתכוון 10 Ncm – 35 Ncm)
TW1.25 <sup>6</sup>	מברג מפתח מומנט, קצר
TW1.25L <sup>6,7</sup>	מברג מפתח מומנט, ארוך

### מברג משושה, מברג משושה מסוג GEMLOCK לבורגי קיבוע



חלק מס'	תיאור
HXGR1.25	מברג משושה, קצר, עם קיבוע GemLock בקוטר 1.25 מ"מ, באורך 22 מ"מ
HXLGR1.25	מברג משושה, ארוך, עם קיבוע GemLock בקוטר 1.25 מ"מ, באורך 30 מ"מ
HX1.25D	מברג משושה מסוג מנעול בריח עבור ברגים כירורגיים ובורגי שיקום, קצר בקוטר 1.25 מ"מ, באורך 23 מ"מ (ייתכן שיידרש ידיתן במהירות מופחתת)
HXL1.25D	מברג משושה מסוג מנעול בריח עבור ברגים כירורגיים ובורגי שיקום, ארוך בקוטר 1.25 מ"מ, באורך 26 מ"מ (ייתכן שיידרש ידיתן במהירות מופחתת)

<sup>5</sup> לא חל על מבנה טיטניום עם ערוץ בורג זוויתי של GenTek  
<sup>6</sup> תואם למבני טיטניום  
<sup>7</sup> תואם לגופי סריקה IOS

<sup>1</sup> תואם רק למבנה מולטי יוניט לא משושה  
לא חל על מבנה טיטניום עם ערוץ בורג זוויתי של GenTek  
<sup>2</sup> גם הרכיבים נמכרים בנפרד  
<sup>3</sup> גם מתאם קצר בתקן ISO 1797 זמין (C9981)  
<sup>4</sup> את C9980 ניתן להזמין בנפרד

**חיבור לפלטפורמת שיקום Certain של ZimVie Dental**

**מפתח מומנט**  
לגוף סריקה מעבדתי



חלק מס'
ZFX02002067

**גוף סריקה מעבדתי**  
כולל בורג



חלק מס'		פלטפורמת שיקום (מ"מ)
מהודק ידנית <sup>1</sup>	ZFX05D-ZB-CE-34	3.4
	ZFX05D-ZB-CE-4160	6.0, 5.0, 4.1
	ZFX05D-ZB-CE-50	5.0
	ZFX05D-ZB-CE-60	6.0

**מברג משושה**  
לגופי סריקה לחלל הפה



חלק מס'	תיאור
HXLGR1.25	מברג משושה, ארוך, עם קיבוע GemLock בקוטר 1.25 מ"מ, באורך 30 מ"מ

**גופי סריקה לחלל הפה**  
כולל ברגים



חלק מס'		פלטפורמת שיקום (מ"מ)	גובה (מ"מ)
מהודק ידנית <sup>1</sup>	ZFX05I-ZB-CE-34	3.4	7.0 ו- 4.0
	ZFX05I-ZB-CE-4160	6.0, 5.0, 4.1	

**כלי Certain QuickSeat® Activator**



חלק מס'
IQSA01



## חיבור לפלטפורמת שיקום External Hex של ZimVie Dental

### מפתח מומנט לגוף סריקה מעבדתי



חלק מס'
ZFX02002067

### גוף סריקה מעבדתי כולל בורג



ממלך מומנט		חלק מס'	פלטפורמת שיקום (מ"מ)
מהודק ידנית <sup>1</sup>	2	ZFX05D-ZB-EX-34	3.4
		ZFX05D-ZB-EX-4160	6.0, 5.0, 4.1
		ZFX05D-ZB-EX-50	5.0
		ZFX05D-ZB-EX-60	6.0

### מברג משושה לגופי סריקה לחלל הפה



חלק מס'	תיאור
HXLGR1.25	מברג משושה, ארוך, עם קיבוע GemLock בקוטר 1.25 מ"מ, באורך 30 מ"מ

### גופי סריקה לחלל הפה כולל ברגים



ממלך מומנט		חלק מס'	פלטפורמת שיקום (מ"מ)	גובה (מ"מ)
מהודק ידנית <sup>1</sup>	2	ZFX05I-ZB-EX-34	3.4	7.0 ו- 4.0
		ZFX05I-ZB-EX-4160	6.0, 5.0, 4.1	

<sup>1</sup> מינימום Ncm 5; מקסימום Ncm 15 למידע נוסף, עיין במדריך ההוראות. <sup>2</sup> לשימוש עם סורקי Zfx Evolution בלבד

## חיבור לפלטפורמות שיקום Eztetic ו-TSX של ZimVie Dental

### מפתח מומנט

לגוף סריקה מעבדתי



### גוף סריקה מעבדתי

כולל ברג



ממלץ מומנט

חלק מס'	חלק מס'	פלטפורמת שיקום (מ"מ)
ZFX02002067	ZFX05D-ZB-EZ-29	2.9

### מברג משושה, מברג משושה מסוג GEMLOCK

לגופי סריקה לחלל הפה



### גופי סריקה לחלל הפה

כולל ברגים



ממלץ מומנט

חלק מס'	תיאור	חלק מס'	פלטפורמת שיקום (מ"מ)	גובה (מ"מ)
HXGR1.25 <sup>2 3 4</sup>	מברג משושה, קצר, עם קיבוע GemLock בקוטר 1.25 מ"מ, באורך 22 מ"מ	ZFX05I-ZB-EZ-29	2.9	7.0-4.0
HXLGR1.25 <sup>2 3 4</sup>	מברג משושה, ארוך, עם קיבוע GemLock בקוטר 1.25 מ"מ, באורך 30 מ"מ			
HX1.25D <sup>2</sup>	מברג משושה מסוג מנעול בריח עבור ברגים כירורגיים ובורגי שיקום, קצר בקוטר 1.25 מ"מ, באורך 23 מ"מ (ייתכן שיידרש ידיתן במהירות מופחתת)			
HXL1.25D <sup>2</sup>	מברג משושה מסוג מנעול בריח עבור ברגים כירורגיים ובורגי שיקום, ארוך בקוטר 1.25 מ"מ, באורך 26 מ"מ (ייתכן שיידרש ידיתן במהירות מופחתת)			



## ZimVie Dental חיבור לפלטפורמות שיקום TSX, Tapered Screw-Vent, ו-Trabecular Metal

### מפתח מומנט

לגוף סריקה מעבדתי



חלק מס'
ZFX02002067

### גוף סריקה מעבדתי

כולל בורג



ממלך מומנט	מחלק מס'	פלטפורמת שיקום (מ"מ)	
		מחלק מס'	פלטפורמת שיקום (מ"מ)
מחלק מס' ידנית	ZFX05D-ZB-TSV-35	3.5	
	ZFX05D-ZB-TSV-45	4.5	
	ZFX05D-ZB-TSV-57	5.7 <sup>6</sup>	

### מברג משושה, מברג משושה מסוג GEMLOCK

לגופי סריקה לחלל הפה



חלק מס'	תיאור
HXGR1.25 <sup>2 3 5</sup>	מברג משושה, קצר, עם קיבוע GemLock בקוטר 1.25 מ"מ, באורך 22 מ"מ
HXLGR1.25 <sup>2 3 5</sup>	מברג משושה, ארוך, עם קיבוע GemLock בקוטר 1.25 מ"מ, באורך 30 מ"מ
HX1.25D <sup>2</sup>	מברג משושה מסוג מנעול בריח עבור ברגים כירורגיים ובורגי שיקום, קצר בקוטר 1.25 מ"מ, באורך 23 מ"מ (ייתכן שיידרש ידיתן במהירות מופחתת)
HXL1.25D <sup>2</sup>	מברג משושה מסוג מנעול בריח עבור ברגים כירורגיים ובורגי שיקום, ארוך בקוטר 1.25 מ"מ, באורך 26 מ"מ (ייתכן שיידרש ידיתן במהירות מופחתת)

### גופי סריקה לחלל הפה

כולל ברגים



ממלך מומנט	מחלק מס'	פלטפורמת שיקום (מ"מ)	גובה (מ"מ)
מחלק מס' ידנית	ZFX05I-ZB-TSV-35	3.5	7.0 ו-4.0
	ZFX05I-ZB-TSV-45	4.5	
	ZFX05I-ZB-TSV-57	5.7 <sup>6</sup>	

<sup>4</sup> תואם לכלי הסרה לפלטפורמה צרה  
<sup>5</sup> תואם לכלי הסרה לפלטפורמה סטנדרטית  
<sup>6</sup> לא תואם לפלטפורמת שיקום TSX

<sup>1</sup> Ncm 5 ומקסימום Ncm 15  
<sup>2</sup> למידע נוסף, עיין במדריך ההוראות.  
<sup>3</sup> תואם למבני טיטניום  
<sup>4</sup> תואם לגופי סריקה IOS


**מבנה לגשר של ZimVie Dental**
**מפתח מומנט**  
 לגוף סריקה מעבדתי

**גוף סריקה מעבדתי**  
 כולל בורג


חלק מס'
ZFX02002067

ממלץ מומנט	חלק מס'	פלטפורמת שיקום (מ"מ)
מהודק ידנית <sup>1</sup>	ZFX05D-ZB-LP-48	4.8

**מברג משושה, מברג משושה מסוג GEMLOCK**  
 לגופי סריקה לחלל הפה

**גופי סריקה משולבים לחלל הפה**  
 כולל ברגים


חלק מס'	תיאור
HXGR1.25	מברג משושה, קצר, עם קיבוע GemLock בקוטר 1.25 מ"מ, באורך 22 מ"מ
HXLGR1.25	מברג משושה, ארוך, עם קיבוע GemLock בקוטר 1.25 מ"מ, באורך 30 מ"מ
HX1.25D	מברג משושה מסוג מנעול בריח עבור ברגים כירורגיים ובורגי שיקום, קצר, בקוטר 1.25 מ"מ, באורך 23 מ"מ (ייתכן שיידרש ידיתן במהירות מופחתת)
HXL1.25D	מברג משושה מסוג מנעול בריח עבור ברגים כירורגיים ובורגי שיקום, ארוך, בקוטר 1.25 מ"מ, באורך 26 מ"מ (ייתכן שיידרש ידיתן במהירות מופחתת)

ממלץ מומנט	חלק מס'	פלטפורמת שיקום (מ"מ)	גובה (מ"מ)
מהודק ידנית <sup>1</sup>	ZFX05I-ZB-LP-48	4.8	4.0

**גופי סריקה לא משולבים לחלל הפה**  
 כולל ברגים


ממלץ מומנט	חלק מס'	פלטפורמת שיקום (מ"מ)	גובה (מ"מ)
מהודק ידנית <sup>1</sup>	ZFX05I-ZB-LP-48-NE	4.8	4.0

## ZimVie Dental מולטי יוניט של

### מפתח מומנט לגוף סריקה מעבדתי



חלק מס'
ZFX02002067

### גוף סריקה מעבדתי כולל בורג



ממלץ מומנט	חלק מס'	פלטפורמת שיקום (מ"מ)
מהודק ידנית <sup>1</sup>	ZFX05D-ZB-TA-45	4.5

### מברג משושה, מברג משושה מסוג GEMLOCK לגופי סריקה לחלל הפה



חלק מס'	תיאור
HXGR1.25	מברג משושה, קצר, עם קיבוע GemLock בקוטר 1.25 מ"מ, באורך 22 מ"מ
HXLGR1.25	מברג משושה, ארוך, עם קיבוע GemLock בקוטר 1.25 מ"מ, באורך 30 מ"מ
HX1.25D	מברג משושה מסוג מנעול בריח עבור ברגים כירורגיים ובורגי שיקום, קצר, בקוטר 1.25 מ"מ, באורך 23 מ"מ (ייתכן שיידרש ידית במהירות מופחתת)
HXL1.25D	מברג משושה מסוג מנעול בריח עבור ברגים כירורגיים ובורגי שיקום, ארוך, בקוטר 1.25 מ"מ, באורך 26 מ"מ (ייתכן שיידרש ידית במהירות מופחתת)

### גופי סריקה לחלל הפה כולל ברגים



ממלץ מומנט	חלק מס'	פלטפורמת שיקום (מ"מ)	גובה (מ"מ)
מהודק ידנית <sup>1</sup>	ZFX05I-ZB-TA-45	4.5	4.0

<sup>1</sup> מינימום Ncm 5; מקסימום Ncm 15. למידע נוסף, עיין במדריך ההוראות.

## GenTek אנלוגים לסריקה דיגיטלית

### חיבור לפלטפורמת שיקום Certain של ZimVie Dental

**כלי מיקום**  
לאנלוגים לסריקה דיגיטלית



**אנלוג לסריקה דיגיטלית<sup>1</sup>**



חלק מס'
ZFX02-M16

חלק מס'	פלטפורמת שיקום (מ"מ)
ZFX15-ZB-CE-34	3.4
ZFX15-ZB-CE-41	4.1
ZFX15-ZB-CE-50	5.0
ZFX15-ZB-CE-60	6.0

### חיבור לפלטפורמת שיקום External Hex של ZimVie Dental

**כלי מיקום**  
לאנלוגים לסריקה דיגיטלית



**אנלוג לסריקה דיגיטלית<sup>1</sup>**



חלק מס'
ZFX02-M20

חלק מס'	פלטפורמת שיקום (מ"מ)
ZFX15-ZB-EX-34	3.4
ZFX15-ZB-EX-41	4.1
ZFX15-ZB-EX-50	5.0
ZFX15-ZB-EX-60	6.0

### מבנה מולטי יוניט של ZimVie Dental

**כלי מיקום**  
לאנלוגים לסריקה דיגיטלית





**אנלוג לסריקה דיגיטלית<sup>1</sup>**





חלק מס'
ZFX02-M14

חלק מס'	פלטפורמת שיקום (מ"מ)
ZFX15-ZB-LP-48	4.8

## ZimVie Dental חיבור לפלטפורמות שיקום TSX, Tapered Screw-Vent, ו-Trabecular Metal

כלי מיקום לאנלוגים לסריקה דיגיטלית		אנלוג לסריקה דיגיטלית <sup>1</sup>	
			
חלק מס'	חלק מס'	פלטפורמת שיקום (מ"מ)	
ZFX02-M18	ZFX15-ZB-TSV-35	3.5	
	ZFX15-ZB-TSV-45	4.5	
	ZFX15-ZB-TSV-57 <sup>2</sup>	5.7	

## ZimVie Dental חיבור לפלטפורמות שיקום TSX ו-Eztetic של ZimVie Dental

כלי מיקום לאנלוגים לסריקה דיגיטלית		אנלוג לסריקה דיגיטלית <sup>1</sup>	
			
חלק מס'	חלק מס'	פלטפורמת שיקום (מ"מ)	
ZFX02-M16	ZFX15-ZB-EZ-29	2.9	

## ZimVie Dental מבנה מולטי יוניט של ZimVie Dental

כלי מיקום לאנלוגים לסריקה דיגיטלית		אנלוג לסריקה דיגיטלית <sup>1</sup>	
			
חלק מס'	חלק מס'	פלטפורמת שיקום (מ"מ)	
ZFX02-M18	ZFX15-ZB-TA-45	4.5	

<sup>1</sup> תואם לטרנספר ללקיחת מידה של מבנים קיימים של / External Hex / Certain  
 TSV/TM / Ezletic / פרופיל נמור / מתכנס  
<sup>2</sup> לא תואם לפלטפורמת שיקום TSX





## צור קשר בטלפון במספר

03 612 4242

או בקר בכתובת

[ZimVie.com/dental](https://ZimVie.com/dental)



### .Zimmer Dental Ltd

העמל 13

פארק תעשייה אפק

ראש העין

ישראל

טל': +972 3 612 4242

פקס: +972 3 612 4243

[zvil-cs@ZimVie.com](mailto:zvil-cs@ZimVie.com)

### המשרדים הראשיים הגלובליים של

**ZimVie Dental**

4555 Riverside Drive

Palm Beach Gardens, FL 33410

טלפון: +1-561-776-6700

פקס: +1-561-776-1272

[dentalCS@ZimVie.com](mailto:dentalCS@ZimVie.com)



0123